

Dispensadores



SP Medical ha desarrollado un programa muy flexible de materiales de envase para brindar la máxima protección a guías de alambre y catéteres.

Dispensadores sin clips

El nuevo diseño –sin penetración de clips– asegura el máximo nivel de esterilidad durante el transporte y almacenamiento.

- Para guías de alambre desde 40 hasta 200 cm
- Diámetro interior de 9 a 17 cm
- La dimensión estándar del tubo es de Ø 4,0 x 2,75 mm
- El material del tubo es PP o PE

Dispensadores con clips

- Para guías de alambre de cualquier longitud hasta 450 cm
- El diámetro interior del dispensador es de 14,5 cm
- La dimensión estándar del tubo es de Ø 4,0 x 2,75 mm
- El material del tubo es PP o PE

Modo de entrega

Bulk OEM

Productos individualizados a petición

- Forma variable del dispensador
- Diámetro variable del dispensador
- Dimensiones variables del tubo
- Materiales y colores variables del tubo

Componentes de envase disponibles

- Funda J en diferentes colores
- Cierre Luer hembra
- 2, 3 y 4 piezas de sujeción acanaladas
- Sobres pelables tipo pouch o funda.

SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com