

Guía de alambre hidrofílica con núcleo de nitinol



Dimensiones

Ø 0,018" / 0,46 mm
Ø 0,025" / 0,63 mm
Ø 0,032" / 0,81 mm
Ø 0,035" / 0,89 mm
Ø 0,038" / 0,96 mm

Longitud

De 80 a 260 cm

Superficie

Recubrimiento hidrofílico negro

Forma de punta distal

Angulada
Recta
Modificable

Rigidez de la guía

Estándar
Extrarrígida


Rigidez de la punta

Estándar
Blanda
Flexible

Modo de entrega

Estéril, provisto del marchamo CE
Bulk OEM

Productos individualizados a petición



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com