

Guía de alambre Lunderquist



Dimensiones

Ø 0,025" / 0,63 mm

Ø 0,035" / 0,89 mm

Longitud

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

150 cm

Superficie

Acero inoxidable

Recubrimiento de PTFE

Modo de entrega

Estéril, provisto del marchio CE

Bulk OEM

Forma de la punta distal

Punta recta

Radio de punta en "J":

1,5 mm; 3 mm; 6 mm; 15 mm

Productos individualizados a petición

Longitud flexible distal

5 cm


7 cm

10 cm

12 cm

15 cm

17 cm



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com