

Guía de alambre Schüller



**Dimensiones**

Ø 0,025" / 0,63 mm  
Ø 0,035" / 0,89 mm

**Longitud**

70 cm  
80 cm  
90 cm  
100 cm  
110 cm  
150 cm

**Superficie**

Acero inoxidable  
Recubrimiento de PTFE

**Forma de punta distal**

Punta recta  
Radio de punta en "J":  
1,5 mm; 3 mm; 6 mm; 15 mm

**Longitud flexible distal**

5 cm  
7 cm  
10 cm


**Longitud flexible proximal**

30 cm  
33 cm  
35 cm  
38 cm  
40 cm  
43 cm  
45 cm  
50 cm  
53 cm  
55 cm  
60 cm  
63 cm  
65 cm

**Modo de entrega**

Estéril, provisto del marchamo CE  
Bulk OEM

**Productos individualizados a petición**



SP Medical desarrolla, fabrica y suministra productos plásticos y soluciones de superficie para la industria de equipos médicos y la industria farmacéutica en todo el mundo. Nuestras capacidades principales son: moldeo por inyección, tratamiento de superficies y procesamiento de productos plásticos. En nuestras modernísimas instalaciones situadas en Dinamarca y Polonia fabricamos componentes, dispositivos médicos, productos de un solo uso y tabletas con principios farmacéuticos activos.

Además, a un número de productos les aplicamos recubrimientos que perfeccionan su rendimiento.

SP Medical es una empresa del SP Group A/S, grupo de plásticos internacional que tiene su sede central en Dinamarca y cotiza en la bolsa NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)