


Spender



Um optimalen Schutz von Führungsdrähten und Katheter zu gewährleisten, haben wir ein sehr flexibles Spender-Programm entwickelt.

Clipless-Spender

Das neue Design – No Clip Penetration – sichert während des Transports und bei Lagerung ein höchstes Maß an Sterilität.

- Für Führungsdrähte von 40 – 200 cm Länge
- Spender-Innendurchmesser von 9 bis 17 cm
- Standard-Schlauchgröße Ø 4,0 x 2,75 mm
- Schlauchmaterial PP oder PE

Spender mit Clip

- Für Führungsdrähte in allen Längen bis 450 cm
- Spender-Innendurchmesser 14,5 cm
- Standard-Schlauchgröße Ø 4,0 x 2,75 mm
- Schlauchmaterial PP oder PE

Bereitstellung

Mehrstückpackung – OEM-Hersteller

Maßgeschneiderte Produkte auf

Anfrage

- Spenderform variabel
- Spenderdurchmesser variabel
- Schlauchgröße variabel
- Schlauchmaterial und -farbe variabel

Zubehör

- J-förmiger Straightener in verschiedenen Farben
- Luer-Lock-Ansatz weiblich
- 2, 3 und 4 Cavity-Clips
- Peelbeutel

Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

www.sp-medical.com