

Führungsdrähte nach Seldinger



**Abmessungen**

Ø 0.018" / 0,46 mm  
Ø 0.021" / 0,53 mm  
Ø 0.025" / 0,63 mm  
Ø 0.028" / 0,71 mm  
Ø 0.032" / 0,81 mm  
Ø 0.035" / 0,89 mm  
Ø 0.038" / 0,96 mm

**Länge**

30 – 450 cm

**Oberfläche**

Edelstahl  
PTFE-Beschichtung

**Distale Spitze**

Gerade  
J-förmig, Radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

**Distale, flexible Länge**

Standard 4,5 cm flexible Spitze


**Schaftsteife**

Standard  
Extrastarke Ausführung  
Je nach Kundenwunsch

**Bereitstellung**

Steril – CE-Kennzeichnung  
Mehrstückpackung – OEM-Hersteller

**Maßgeschneiderte Produkte auf Anfrage**



Auf unsere Kernkompetenzen in Spritzguss, Oberflächenbearbeitung und Kunststoffveredelung bauend, befassen wir uns mit der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung kunststoffbasierter Lösungen und Beschichtungen für die globale Pharmaindustrie und medizinische Technik. In unseren hochmodernen Prozessanlagen in Dänemark und Polen stellen wir Komponenten, medizinische Produkte, Einwegartikel und Tabletten mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen her. Wir veredeln eine Reihe von Produkten mit funktionsverbessernden Belägen.

SP Medical ist ein Unternehmen der SP Group A/S, einem internationalen Kunststoffkonzern mit Hauptsitz in Dänemark. SP Group ist an der NASDAQ OMX Copenhagen notiert.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)