

## Dispensers



SP Medical a développé une gamme très conviviale d'emballages offrant une protection optimale aux guide wires et aux cathéters.

### Dispensers sans clip

Le nouveau concept (sans pénétration des clips) assure un niveau optimal de stérilité durant le transport et le stockage.

- Convient pour les guide wires de 40 à 200 cm
- Diamètre intérieur du dispenser : 9 à 17 cm
- Dimensions de tube standard : Ø 4,0 x 2,75 mm
- Matériau de tube : PP ou PE

### Dispenser avec clips

- Convient pour les guide wires mesurant jusqu'à 450 cm de long
- Diamètre intérieur du dispenser : 14,5 cm
- Dimensions de tube standard : Ø 4,0 x 2,75 mm
- Matériau de tube : PP ou PE

### Mode de livraison

Vrac OEM

### Produits personnalisés sur demande

- Forme de dispenser variable
- Diamètre de dispenser variable
- Dimensions de tube variables
- Matériau et couleur de tube variables

### Composants d'emballage disponibles

- Embout J dans différentes couleurs
- LuerLock femelle
- Clips à 2, 3 et 4 canaux
- Sachets déchirables

SP Medical développe, produit et fournit des solutions de surface et en matière plastique destinées aux industries médicale et pharmaceutique internationales. Nos techniques clés sont le moulage par injection, le traitement de surface et le traitement des produits en plastique. Dans nos usines de pointe au Danemark et en Pologne, nous produisons des composants, des solutions pour l'industrie médicale, des solutions jetables

et des comprimés de substances pharmaceutiques actives, et nous appliquons des revêtements renforçant les performances de différents produits.

La société SP Medical fait partie de SP Group A/S, un Groupe international spécialisé dans le plastique et dont le siège est situé au Danemark. Le Groupe SP est coté à la Bourse NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)