


Guide wire CHAMPION PTCA – extrémité très rigide pour lésions très sténosées



**Dimensions**

Ø 0,014" / 0,36 mm

**Longueur**

195 cm

300 cm

**Forme de l'extrémité distale**

Droite

Extrémité J

**Rigidité de la zone du stent**

Standard

**Rigidité de l'extrémité (gramme force)**

3,0 gf

4,5 gf

6,0 gf

9,0 gf

12,0 gf

**Longueur radio-opaque**

3 cm

**Surface de la bobine**

Nue – acier inoxydable

Revêtement hydrophile

**Surface de l'axe**

Revêtement PTFE

**Mode de livraison**

Stérile – marque CE

Vrac OEM



SP Medical développe, produit et fournit des solutions de surface et en matière plastique destinées aux industries médicale et pharmaceutique internationales. Nos techniques clés sont le moulage par injection, le traitement de surface et le traitement des produits en plastique. Dans nos usines de pointe au Danemark et en Pologne, nous produisons des composants, des solutions pour l'industrie médicale, des solutions jetables

et des comprimés de substances pharmaceutiques actives, et nous appliquons des revêtements renforçant les performances de différents produits.

La société SP Medical fait partie de SP Group A/S, un Groupe international spécialisé dans le plastique et dont le siège est situé au Danemark. Le Groupe SP est coté à la Bourse NASDAQ OMX Copenhagen.

[www.sp-medical.com](http://www.sp-medical.com)