

Guide wire Schüller



Dimensions

Ø 0,025" / 0,63 mm

Ø 0,035" / 0,89 mm

Longueur

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

150 cm

Surface

Acier inoxydable

Revêtement PTFE

Forme de l'extrémité distale

Extrémité droite

Rayon de l'extrémité J :

1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Longueur flexible distale

5 cm

7 cm

10 cm

Longueur flexible proximale

30 cm

33 cm

35 cm

38 cm

40 cm

43 cm

45 cm

50 cm

53 cm

55 cm

60 cm

63 cm


65 cm

Mode de livraison

Stérile – marque CE

Vrac OEM

Produits personnalisés sur demande



SP Medical développe, produit et fournit des solutions de surface et en matière plastique destinées aux industries médicale et pharmaceutique internationales. Nos techniques clés sont le moulage par injection, le traitement de surface et le traitement des produits en plastique. Dans nos usines de pointe au Danemark et en Pologne, nous produisons des composants, des solutions pour l'industrie médicale, des solutions jetables

et des comprimés de substances pharmaceutiques actives, et nous appliquons des revêtements renforçant les performances de différents produits.

La société SP Medical fait partie de SP Group A/S, un Groupe international spécialisé dans le plastique et dont le siège est situé au Danemark. Le Groupe SP est coté à la Bourse NASDAQ OMX Copenhagen.

www.sp-medical.com